НАСТРОЙКА ПРИБОРОВ





ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО

OK

Cancel

🖞 <u>R</u> un a Test	F2
Quick Test Run	Ctrl+Q
Stop T.A. after cycle	
Stop T.A. immediately	
個 Mark Event	
Calibrate	•
T.A. Settings	
靠 <u>M</u> ove Probe	
Utilities	•

Utilities	
1. Из меню Панели	
инструментов, выберите	
«T.A.>T.A. Settings»	
(Параметры Т.А.>Т.А.)	

T.A. Configure Tools Window

El Bun a Test. Quick Test Run

T.A. Settings

A. Settings	
equence Menu (Click to see options)	
	LD45
There is no T.A. begaence derried.	
You must define a sequence below you can run a test.	Unis
Either click on the "Library" button or the Sequence - Load menu to tool a pre-defined sequence or select the "Sequence - View" menu to write a new one.	Distan form Exerce
	1 Ine
	0
	Carr

2. Щелкнув по списку «Library» (Библиотека) можно выбрать стандартные испытания

ФАКУЛЬТАТИВНАЯ КАЛИБРОВКА СИЛЕ

Calibrate Stiffr

1. Из меню Панели инструментов,

выберите *«T.A.>Calibrate>Calibrate*

Force» (Откалибровать усилие).

T.A. Sequences (Standard)	OK
- My Test Sequences	
Special Tests	Cancel
1 RETURN TO START.SEQ	-
2 HOLD UNTIL RESET.SEQ	
3 HOLD UNTIL TIME.SEQ	
4 REPEAT UNTIL RESET.SEQ	
5 REPEAT UNTIL COUNT.SEQ	
6 CYCLE UNTIL RESET.SEQ	
7 CYCLE UNTIL COUNT.SEQ	

3. Испытание «Return to Start» (Возврат в начало) – самое базовое стартовое испытание.

необходимо выполнить следующие инструкции:

3. Выбранный вес калибровки.

< Back Next> Cancel

Probe speed while searchin	g for the trigger point.			
Caption	Value	Units	-	
Test Mode	Compression		-	Library
Pre-Test Speed	11	mm/sec		
Test Speed	21	mm/sec	1.1	Units
Post-Test Speed	101	mm/sec		Distance
Target Mode	Distance			nn _
Cistance	51	0 mm		Farce
Ingger Type	Auto (Force)	*		19 2
Trigger Force	51	0.0		INC N
Break Mode	Off	*		-
Stop Plot At	Start Position	*		
Tare Mode	Auto			OK.
Advanced Options	On			-

Register Later

4. Выберите параметры испытания из списка параметров Т.А. и щелкните «ОК». Эти данные будут переданы в Анализатор Текстуры.

w 02 2001 w 1257

4. Должно появиться следующее

Система поставляется с уже откалиброванными параметрами по силе действия (которые могут быть

восстановлены в любое время). Но, если вы хотите откалибровать прибор под конкретный вес, тогда



ture Exponent 32

Calibration Successful

OK)

Когда появится

данное сообщение,

снимите вес с

калибровочной

платформы.

 Разместите испытательный образец на платформе.

<u>I.A.</u> Tools <u>W</u> indow <u>H</u> elp	
🛃 <u>B</u> un a Test	F2
Guick Test Run Stop T.A. after cycle Stop T.A. immediately Stap T.A. immediately	Ctrl+Q
Calibrate	
T.A. Settings ∰ Move Probe Utilities	

Из меню Панели инструментов, выберите опцию «T.A.>Run a Test» (Начать испытание).

ВЫСОТА ЗОНДА

I.A. Configure Tools Window Help

🛃 Bun a Test. Quick Test Run

T.A. Setting

щелкни
ходима тольк
истрировать

Необх ко, если: а. Вы хотите измерять % растяжения; b. Вы хотите зарег высоту изделия во время испытания; с. Вы хотите использовать пусковую кнопку; d. вы хотите начинать каждое испытание из одной и той же точки; e. Вы хотите предварительно задать координаты зонда из окна «Move Probe» (Переместить зонд).

Probe Heigh
Ensure b samples o probe clo
Return D Return S
2 Выб

1. Из Панели инструментов, выберите «T.A.>Calibrate>Calibrate Height» (откалибровать высоту).

Check Force

ВОПРОСАМ

Если у вас возникнут трудности с эксплуатацией прибора, просим обращаться к местному представителю.

латчика

2. Происходит определение

емкости силоизмерительного

У вас попросят серийный номер прибора и номер версии ПО.

Next > Cancel

Компания «Stable Micro Systems» также будет рада ответить на ваши технические вопросы. По техническим вопросам обращайтесь по адресу: tech.support@stablemicrosystems.com

По вопросам, связанным с приложениями, обращайтесь по адресу:

< Back Finish Cancel

app.support@stablemicrosystems.com

OKHO.



Stable Micro Systems Vienna Court, Lammas Road, Godalming, Surrey GU7 1YL, UK t: *44 1483 427345 e: app.support@stablemicrosystems.com tech.support@stablemicrosystems.com

Контактная информ



УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО)

Выполняйте инструкции на экране. Когда появится это окно, ввелите номер вашего CD. указанный на обложке CD.

Please enter the serial n	index located on the CD case	

Для того, чтобы запустить ваше ПО до получения регистрационного кода, щелкните по кнопке «Register Later» (Зарегистрировать позже).

Когда вы получите регистрационный код, снова запустите ПО и щелкните по кнопке «Enter Registration Code» (Ввести регистрационный код). На экране появится следующее окно:

(Зарегистрироваться в сеги). На экрапе откростся оланк на нашем саите, вы	Register		X
обязательно должны заполнить все поля. После этого щелкните по кнопке	Conpany Name:		-
«Submit» (отправить). Это действие направит нам ваши данные для регистрации	Reg. Code:		
по электронной почте. После этого вы можете продолжить использовать ПО.		DK Cancel	

Введите название компании и регистрационный код точно в том виде, как они указаны в полученном от нас документе. Щелкните «ОК».



7. Вам не нужно заполнять какие-либо поля, но рекомендуется указать название файла и адрес папки для сохранения файла. Щелкните «ОК», чтобы начать испытание.

20	30	40 Time (sec
_	Units	
B Notes	AT (Č iT
	0	0

 Начнется испытание и затем построение графика.

ght Calibration	×
base is clear of s and position lose to base.	.
Distance (mm) : Speed	10
OK	Cancel

ОК	

2. Выберите «Return Distance» (Расстояние хода) и «Speed» (скорость), с которой вы хотите, чтобы работал зонд, и точку возврата зонда после контакта с поверхностью (Омм).

ация дистр	ибутора	компании:
------------	---------	-----------

откалибрована успешно, на экране появится следующее окно.

